

Date naiss.

Appareil

Mode Tachy

TELIGEN 100 F111/104362

Surveill. + Trait.

Dernière interrogation bureau

8 Jul 2013

Date implant.

18 Nov 2011

Événement V-878: 05 Oct 2012 01:46

TV Début événem.

Fréq. A moy. : 246 min⁻¹

Fréq. V moy. : 174 min⁻¹

Détection : ID de Rythme

Lors de la Délect-V

Fréq. A moy. : 288 min⁻¹

Fréq. V moy. : 170 min⁻¹

Zone de fréq. : TV

Stabilité : 3 ms

Fréq.V>A : Faux

Fib A : Vrai

ID Rythme corrélée : Faux

DFS att. : (Faux, Arrêt)

Durée limite ATP : Faux


Essai 1, Salve ATP V

Temps écoulé : 00:00:06

Informations ATP :

Nombre de salves : 2

Fin de l'événement 00:00:27



V-Eps



Stb
AFibV
RID-
V-Detect





